



La resina acetica Dental D ha una regolare struttura molecolare altamente cristallina a base di Polioossimetilene (Resina Acetalica) che lo rende uno dei Tecnopolimeri con le più elevate caratteristiche meccaniche e chimico-fisiche.

In confezione da 170g

FR - Technopolymère Thermoplastique avec Polyoxyméthylène Homopolymère Thermoplastique (POM) Dépouvu de monomère Partiellement Cristalline. Couronnes et Bridges provisoires, mainteneurs d'espace et crochets pour prothèses partielles mobiles.
Conditionnement: pot de 170g

ESP - Tecnopolimero Termoplástico. (POM) Polioximetileno Homopolimero Termoplástico. Desprovisto de monómero. Parcialmente Cristalina. Coronas Y Puentes provisorios, mantenedores de espacio y ganchos para prótesis parciales móviles.
Envase: frasco de 170g



EN - Thermoplastic Technopolymer. (POM) Thermoplastic Homopolymer Polyoxymethylene. Monomer free. Partially Crystalline. Temporary crowns and bridges, space maintainers and clasps for partial removable prostheses.
Packaging: 170g

DE - Thermoplastisches Technopolymer (POM) Polyoxymethylen Thermoplastisches Homopolymer. Ohne Monomer. Partiiell kristallin. Kronen und provisorische Bruecken, Zwischenglieder und Klammern an herausnehmbaren Teilprothesen.
Packung: 170g

LAVORI CON



Un Compound Termoplastico super-evoluto. Per protesi parziali rimovibili e ganci. Anallergico e privo di monomero non contiene polyammide (nylon). La quasi assenza di assorbimento consente di mantenere inalterato nel tempo le tonalità di colore della protesi, annullando possibili effetti di pigmentazione. Leggerezza, flessibilità ed elasticità sono di assoluto confort per il paziente.

In confezione da 150g

Codici colore: 801 – Trasparente 802 – Rosa traslucido 851 – Rosa 852 – Rosa chiaro

FR - Un Composé Thermoplastique ultramoderne. Pour les prothèses partielles amovibles et les crochets. Anallergique et sans monomère, ne contient pas de polyamide (nylon). La quasi-absence d'absorption permet de conserver dans le temps les tonalités de couleur de la prothèse, annulant ainsi les possibles effets de pigmentation. Légèreté, flexibilité et élasticité assurent un confort absolu au patient.

Codes couleur: 801 – Transparent | 802 – Rose translucide | 851 – Rose | 852 – Rose clair
En confection de 150 g

EN - A super-evolved thermoplastic compound. For removable partial dentures and clasps. Anallergic and monomer free, it does not contain polyamide (nylon). The almost complete lack of absorption means that the shades of colour of the denture remain unchanged over time, eliminating any possible effects of pigmentation.
Light, flexible and elastic for absolute patient comfort.

Colour codes: 801 – Clear | 802 – Clear pink | 851 – Pink | 852 – Pale pink
Packaging: 150g

ESP - Un compuesto termoplástico sumamente evolucionado. Para prótesis parciales móviles y ganchos. Antialérgico y sin monómeros ni poliamidas (nylon). La ausencia casi total de absorción permite mantener inalteradas en el tiempo las tonalidades del color de la prótesis, anulando posibles efectos de pigmentación. Ligereza, flexibilidad y elasticidad brindan absoluto confort al paciente.

Códigos colores: 801 – Transparente | 802 – Rosa traslúcido | 851 – Rosa | 852 – Rosa claro
En envase de 150 g

DE - Ein supermodernes thermoplastisches Compound-Material für herausnehmbare Prothesen und Haken. Allergieneutral, ohne Monomere, ohne Polyamid (Nylon). Durch die äußerst begrenzte Absorption behält die Prothese ihren Farbton langfristig unverändert bei und verfärbt nicht. Leicht, flexibel und elastisch: absoluter Komfort für den Patienten.

Farbcodes: 801 – Transparent | 802 – Rosa, durchsichtig | 851 – Rosa | 852 – Hellrosa
150g - Packungen



LAVORI CON



DIVISIONE BIOMEDICALE

Avere successo nel dentale è semplice:
bastano prodotti innovativi e 35 anni di esperienza

*Easy to get success in dental field:
innovative products and 35 years of experience, that's the way*

MG-NEWPRESS

Sistema Elettro-pneumatico per l'iniezione dei tecnopolimeri termoplastici.

MG-NEWPRESS è un macchinario adatto alla lavorazione di varie tipologie di resine.

CARTUCCE NON PRECARICATE | EMPTY CARTRIDGES

Misura per MG-NEWPRESS: Ø220mm x 1250mm
Misura per altre macchine di pressofusione: Ø250mm x 1150mm



FR - MG-NEWPRESS
Thermopresse pour la presso-fusion des Technopolymères, des Resins thermoplastiques et des Résines Acryliques.

EN - MG-NEWPRESS
Injection system to work all the modern Technopolymers, Thermoplastic Resins and Acrylic Resins.

ESP - MG-NEWPRESS
Termoinyectora por todos los modernos Tecnopolimeros, los Resinas Termoplástica e tradicionales materiales como las Resinas Acrilicas.

DE - MG-NEWPRESS
Thermopresse die es moeglich macht mit allen modernen Technopolymeren und mit traditionellen Materialien wie Akrylharz zu arbeitn.



È una nuovissima resina termoplastica anallergica, priva di monomero e molto resistente, per la realizzazioni di protesi parziali e totali, ganci, mantenitori di spazi, scheletrati con ganci estetici. La composizione del materiale impedisce, una volta inserito in cavità orale, l'assorbimento di liquidi prolungandone così l'integrità, la colorazione e la lucentezza della protesi.


Riparazioni e ribasature possibili in Laboratorio con resina acrilica.
Codici Colore: 601 - Rosa 602 -Rosa chiaro.
In confezioni da 280g

FR - Résine Thermoplastique.
Hypoallergénique, sans monomère ni nylon. Pour la création de prothèses partielles et totale, crochets, espaceurs.
Rebasable avec résine acrylique.
Code couleurs: 601 – rose | 602 – rose clair
Conditionnement: pot de 280g

ESP - Resina Termoplástica.
Analérgica, sin monómeros y nylon. Para la creación de prótesis parciales y totales, ganchos, mantenedores de espacios.
Rebasar con resina acrilica.
Código Colores: 601 - rosa | 602 rosa claro
Envase: frascode 280g

EN - Thermoplastic Resin.
Allergic, monomer and nylon free. Ideal for casting partial and complete dentures, clasps, and space maintainers.
Can be relined with acrylic resin.
Colour Codes: 601 – pink | 602 – light pink
Packaging: 280g

DE - Thermoplastisches Harz.
Allergieneutral, ohne Monomere und Nylon.
Für die Herstellung von Teil- und Vollprothesen, Haken, Platzhaltern.
Überarbeitung mit Acrylharz
Farbcode: 751 – rosa | 752 – hellrosa
Packung: 280g



601 602



701 751 752

E' un materiale termoplastico (poliammide microcristallina) di elevata elasticità e resistenza, privo di monomero, per la realizzazione di protesi mobili, protesi parziali con ganci, secondarie di telescopiche, bite o placche ortodontiche, mantenitore di spazi. Questo materiale, ultra flessibile ed infrangibile, resiste a basse temperature e ai raggi UV, inoltre è caratterizzato da un'elevata trasparenza, un ridotto assorbimento di umidità. Molto leggero offre un elevato confort al paziente, facile nell'utilizzo ed è lucidabile con le tecniche ed i materiali comunemente usati. Riparazioni e ribasature sono possibili solo utilizzando lo stesso prodotto.

. Contenuto di monomero residuo: 0% . Resistenza alla flessione: 90 Mpa
. Codici Colore: 701 – trasparente | 751 – rosa | 752 – rosa chiaro . Confezioni da 180g

FR - Polyamide microcristallin. 100 % Sans monomère.
Prothèse mobiles, partielles avec crochets, coiffes secondaires télescopiques, gouttières occlusales ou plaques orthodontiques, prothèses adjoindes partielles avec crochets en nylon.
Code couleurs:
701 – transparent | 751 – rose | 752 – rose clair
Conditionnement : pot de 180g

ESP - Poliamida Micro-Cristalina. 100% sin monómeros.
Prótesis removibles, parciales con ganchos, secundarias con telescópicas, protectores bucales o placas de ortodoncia, mantenedores de espacios, ortodoncias con ganchos de nylon.
Código Colores:
701 – transparente | 751 – rosa | 752 – rosa claro.
Envase: frasco de 180g

EN - Microcrystalline Polyamide.
100% Monomer free. Removable dentures, partials with clasps, secondary telescopic copings, bites or orthodontic plates, space maintainers, removable partial dentures with nylon clasps.
Colour Codes:
701 – transparent | 751 – pink | 752 – light pink.
Packaging: 180g

DE - Mikrokrystallin-Polyamid. 100% ohne Monomere.
Bewegliche Prothesen, Teilprothesen mit Haken, Sekundärteleskop-Prothesen, Aufbiss-Schienen oder Zahnspannen-Platten, Platzhalter, Schelettlaspangen mit Nylonhaken.
Farbcode:
701 – transparent | 751 – rosa | 752 – hellrosa.
Packung:180g



FLEXIDY®



LAVORI CON **DENTAL D FR** THERMOPLASTIC RESIN



LAVORI CON **DENTAL D N** POLYAMIDE (NYLON)

