

Videocamera 4K wireless Fasmedo FM-308

Descrizione

- Settori di applicazione: Odontoiatria, Chirurgia, Telemedicina, Veterinaria
- Video con risoluzione 4K, registrazione audio e acquisizione di immagini fisse
- Rapporto di zoom: 3x, 2,5x, 1,5x
- Messa a fuoco automatica istantanea
- Uscita HDMI
- Anteprima e controllo video con app iOS/Android/Windows/Mac
- Memoria interna: 256 GB.
- Luce a LED ad alte prestazioni con luminosità massima di 50.000 Lux



Specifiche

Videocamera	
Sensore di immagine	8,29 megapixel, 4K, sensore da 1/2,8"
Messa a fuoco	10-70 cm, messa a fuoco automatica / messa a fuoco manuale
Ingrandimenti	3x, 2,5x, 1,5x
Memoria interna	256 GB
Risoluzione video	4K 3840x2160 Full HD 1080P
Formati di file registrati	*.mp4
Formati video registrati	Video: H.264, Audio: AAC
Pulsanti:	Pulsante di accensione Pulsante di commutazione del campo visivo Pulsante di registrazione Pulsante di acquisizione istantanea
Visualizzazione dello stato	LED a 3 colori (Rosso, Blu, Verde)
Luce Led	
Intensità della luce	4.800 – 50.000 Lux, controllo continuo tramite manopola
Pulsante	Pulsante On/Off
Visualizzazione stato Display	LED blu (capacità della batteria & stato di carica)
Interfaccia wireless	
Wi-Fi	802.11 ac
Gamma di frequenza	da 5,15 GHz a 5,85 GHz
Tipo di antenna	Antenna interna 1Tx1R MIMO
Sistema Bluetooth	Bluetooth 4.0 (LE)
Sistema	
I/O	Connettore HDMI Type-C (Mini-HDMI) per uscita video Connettore USB Type-C per ricarica e trasferimento dati
Batteria	Ioni di litio 3,7 V, 4900 mAh 21700 x 1
Autonomia operativa:	4 ore (Luce spenta, registrazione 4K, con anteprima video dall'app) 1 ora (Luce Max, registrazione 4K, con anteprima video dall'app)
Condizioni ambientali	Condizioni operative: da 0°C~40°C, 80kPa~101,3 kPa, < 85% di umidità Condizioni di conservazione (trasporto): -10°C~60°C, 80kPa~101,3 kPa, < 85% umidità
Dimensioni	Lunghezza: 350 mm, Larghezza: 240 mm, Altezza: 180 mm
Peso	~430 g